



Kemmler
Baustoffe & Fliesen

Sanitärtechnik von Kemmler

KemTec

Ihr Verschluss-System für wasserlose und Hybrid-Urinale –
einfach, hygienisch, zuverlässig!

Umrüstanleitung



KemTec-econstop-Ventil

Service Rufnummer:
0711 51799-830

Anleitung zur Umrüstung von wasserlosen und Hybrid-Urinalen auf das KemTec-econstop-System

Vorbereitung

Sie benötigen:

- KemTec-econstop-Ventil mit KemTec-Hygienering
- KemTec-bioaktiv-Reiniger
- KemTec-Service-Schlüssel
- Handschuhe, 1 Eimer mit 10 l Wasser, Reinigungsbürste und eine Mülltüte


Umrüstanleitung

1. Verwenden Sie die Handschuhe! Spülen Sie das Urinalbecken und das alte Verschluss-System mit Wasser aus. Entfernen Sie das alte Verschluss-System und entsorgen Sie es in der Mülltüte.
2. Reinigen Sie mit der Reinigungsbürste das Urinalbecken. Achten Sie bitte darauf, dass der Abflussbereich frei von Verkrustungen ist. Bei Bedarf mit KemTec-Crustex Verkrustungen entfernen.
Wichtig: Kontrollieren Sie, ob die Rohrleitung einwandfrei funktioniert! Lassen Sie bei Bedarf eine Rohrreinigung durchführen.
3. Setzen Sie das neue KemTec-econstop-Ventil mit dem entsprechenden KemTec-Adapter ein. Achten Sie auf einen gleichmäßigen und bündigen Sitz. Nun das Urinalbecken und das KemTec-econstop-Ventil mit dem verdünnten KemTec-bioaktiv-Reiniger (1:10) einsprühen. Fertig!

Hinweise

Der KemTec-Hygienering ist der visuelle Indikator für den Austausch des KemTec-econstop-Ventils. Wenn der Ring keine Füllung mehr enthält (Gehäuse durchsichtig), sollte die KemTec Ventileinheit präventiv komplett getauscht werden. Jetzt hat sich der Tausch für Sie wirtschaftlich gelohnt.

Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel, dadurch wird das KemTec-econstop-Ventil beschädigt! Bei Verwendung von Rohrreinigungsmitteln sollte das KemTec-econstop-Ventil vorher entfernt und erst nach der Beseitigung aller Rückstände wieder eingesetzt werden!



KemTec-Zubehör für wasserlose und Hybrid-Urinalen



Art.-Nr. 801010 0008
KemTec-econstop-Ventil mit Hygienering
für alle Adapter und Grundadapter



Art.-Nr. 801010 0078
KemTec-bioaktiv-Reiniger-Set
Set mit 3x 1 Liter Flasche mit Dosierskala + Sprühflasche leer



Art.-Nr. 801010 0069
Sprühflasche leer



Art.-Nr. 801010 0109
KemTec-Service-Schlüssel



Art.-Nr. 801010 0072
KemTec-bioaktiv-Reiniger 10 L
10 Liter Kanister



Art.-Nr. 801010 0106
Dosierpumpe
passend zu unseren 10 Liter Kanistern