



Kemmler
Baustoffe & Fliesen

Sanitärtechnik von Kemmler

KemTec

Ihr Verschluss-System für wasserlose Urinale –
einfach, hygienisch, zuverlässig!



Umrüstanleitung

KemTec-Key-System®

Service Rufnummer:
0711 51799-830

Anleitung zur Umrüstung von wasserlosen Urinalen auf das KemTec-Key-System®.

Vorbereitung

- Sie benötigen:
- KemTec-Key-Ventil® mit KemTec-Hygienering
 - KemTec-bioaktiv-Reiniger
 - KemTec-Serviceschlüssel
 - Handschuhe, 1 Eimer mit 10l Wasser, Reinigungsbürste und eine Mülltüte

Umrüstanleitung

1. Verwenden Sie die Handschuhe! Spülen Sie das Urinalbecken und das alte Verschlußsystem mit Wasser aus. Entfernen Sie das alte Verschlußsystem und entsorgen Sie es in der Mülltüte.
2. Reinigen Sie mit der Reinigungsbürste das Urinalbecken. Achten Sie bitte darauf, dass der Abflußbereich frei von Verkrustungen ist. Bei Bedarf mit KemTec-Crustex Verkrustungen entfernen.
Wichtig: Kontrollieren Sie, ob die Rohrleitung einwandfrei funktioniert! Lassen Sie bei Bedarf eine Rohrreinigung durchführen.
3. Setzen Sie das neue KemTec-Key-Ventil® mit dem entsprechenden KemTec-Adapter ein. Achten Sie auf einen gleichmäßigen und bündigen Sitz. Nun das Urinalbecken und das KemTec-Key-Ventil® mit dem verdünnten KemTec-bioaktiv-Reiniger (1:10) einsprühen. Fertig!

Hinweise

Der KemTec-Hygienering ist der visuelle Indikator für den Austausch des KemTec-Key-Ventils®. Wenn der Ring keine Füllung mehr enthält (Gehäuse durchsichtig), sollte die KemTec Ventileinheit präventiv komplett getauscht werden. Jetzt hat sich der Tausch für Sie wirtschaftlich gelohnt.

Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel, dadurch wird das KemTec-Key-Ventil® beschädigt! Bei Verwendung von Rohrreinigungsmitteln sollte das KemTec-Key-Ventil® vorher entfernen und erst nach der Beseitigung aller Rückstände wieder eingesetzt werden!

1



2



3



KemTec-Zubehör für wasserlose Urinale



Art.-Nr. 801010205
KemTec-Key-Ventil® mit Hygienering
für alle Adapter und Grundadapter

Art.-Nr. 80101066
KemTec-Serviceschlüssel



Art.-Nr. 80101078
KemTec-bioaktiv-Reiniger-Set
Set mit 3x 1 Liter Flasche mit Dosierskala + Sprühflasche leer



Art.-Nr. 80101069
Sprühflasche leer



Art.-Nr. 80101072
KemTec-bioaktiv-Reiniger 10 L
10 Liter Kanister



Art.-Nr. 801010106
Dosierpumpe
passend zu unseren 10 Liter Kanistern